

Protezione

Culla-care outdoor è una poltrona terapeutica e rilassante che trasmette al paziente sicurezza e calore, distensione e benessere.

Mobilità

Culla-care outdoor è versatile, grazie alle ruote grandi e estremamente abile anche all'esterno. La posizione seduta/sdraiata può essere impostata mediante pressione sulla maniglia regolabile.

Comfort

Ottimale comfort sia seduti sia sdraiati grazie alla perfetta forma e alla pregiata imbottitura. Il comodo ingresso frontale facilita il trasferimento.

Sicurezza

La piacevole forma concava si adatta al corpo, offre sostegno, sicurezza e calore. Viene riprodotta la posizione del corpo in embrione.



culla-care
outdoor

< therapy and relax

www.culla-care.com
www.elmi-reha.it



Dati tecnici

Larghezza seduta	40 cm
Profondità seduta	51 cm
Altezza seduta	34 - 66 cm
Larghezza totale	64 cm
Lunghezza totale (con poggiatesta)	120/32
Altezza schienale	76
Portata	150 kg
2 rotelle piroettanti 360° gomma piena	150/30 - 400/40
Struttura in acciaio verniciatura con polvere ipossidica	FE36
Pistone a gas	PVC - cotton Flame retardant 1IM UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Rivestimento in pelle artificiale traspirante	espanso Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 T.1M
Imbottitura	