

## culla-care

Poltrona terapeutica e letto da giorno facilita la cura del paziente

- aiuta pazienti con handicap fisico e mentale
- offre sollievo a pazienti con problemi muscolari e debolezza di vecchiaia
- tranquillizza pazienti che soffrono di Alzheimer e morbo di Parkinson
- è un aiuto nella profilassi da decubito
- facilita la seduta per pazienti che soffrono di artrite
- dà benessere a persone con difficoltà motoriche
- rafforza la sensazione di benessere e relax in pazienti con ansie e depressioni
- grazie alla forma a culla favorisce la posizione embrionale intensificando la sensazione di calore e pace interna
- sostiene pazienti con colpo apoplettico
- aiuta pazienti che soffrono di Chorea Huntington

migliora la qualità di vita e da sicurezza a pazienti che trascorrono gran parte del tempo in posizione seduta e sdraiata e che non vogliono perdere la loro mobilità

- a casa
- in case di cura
- in ospedali
- in case di riposo
- in centri di terapia
- in cliniche specialistiche

# culla-care

< **terapy and relax**

[www.culla-care.com](http://www.culla-care.com)  
[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)





### Dati tecnici

Larghezza seduta	40 cm
Profondità seduta	51 cm
Altezza seduta	34 – 66 cm
larghezza totale	64 cm
Lunghezza totale (con poggiapiedi)	120/32
Altezza schienale	76
Portata	150 kg
4 rotelle piroettanti 360° gomma piena	125/30
Struttura in acciaio verniciatura con polvere ipossidica	FE36
Pistone a gas	PVC - cotton Flame retardant 1IM UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Rivestimento in pelle artificiale traspirante	espanso Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 1.IM
Imbottitura	