

## letto con sistema girevole per agevolare l'uscita e il coricarsi

per migliorare e aumentare la mobilità e la indipendenza del paziente

- permette un soggiorno prolungato nella sfera personale o familiare
- per mantenersi, o ritornare alla vita attiva
- indipendenza per i pasti, leggere, guardare la tv e per ricevere visitatori
- per fortificare la funzione cardiaca e circolatoria

aiuto e sgravio per il personale addetto alle cure

- semplifica le attività di cura
- sgravio importante della colonna dorsale



# letto twist

il paziente al centro  
dell'attenzione



letto twist casa



letto twist cura



letto twist integra

## Tre versioni che permettono usi diversi

### letto twist casa

- letto di cura completo per uso domiciliare o in casa di cura e comunità
- meccanismo girevole, ruote libere e funzioni regolabili in ogni posizione

### letto twist cura

- Il letto ortopedico per case di cura e comunità

### letto twist integra

- sistema di piano rete integrabile nel telaio del letto esistente

	TWIST CURA	TWIST CASA	TWIST INTEGRA
Lunghezza esterna ca.	206 cm	211 cm	198 cm
Larghezza esterna ca.	101 cm	103 cm	92 cm
Lunghezza rete ca.	200 cm	200 cm	198 cm
Larghezza rete ca.	90 cm	90 cm	90 cm
Altezza massima rete ca.	82 cm	70 – 80 cm	80 cm
Altezza minima rete ca.	42 cm	30 – 40 cm	32 o 40 cm
Mass. portata lavoro	150 kg	150 kg	150 kg
Mass. peso paziente	130 kg	120 kg	120 kg
Batterie emergenza	akku	9 V batterie	9 V batterie
Inclin. mass. schienale	70°	70°	70°
Inclin. mass. polpaccio	32°	20°	20°
Trendelenburg opzione	su richiesta	+/-11°	+/-11°