



- Thoraxring in 4 Größen – Haltegriff
- Anello toracico con maniglia di sostegno in 4 dimensioni diverse
- Thoracic ring with support handle in 4 different sizes



- Leichtes Öffnen des Thoraxringes für den Einstieg (Transfer)
- Facile apertura dell'anello toracico per l'entrata (transfer)
- Easy-to-open thoracic support for user transfer



- Anpassung des Haltegriffes
- Adattamento della maniglia di sostegno
- Adjustable support handle



- Sitzabwärtung zum einfachen Einstieg (Transfer)
- Abbassamento del sedile per l'entrata (transfer)
- Seat lowering for user transfer



- Individuelle Einstellung der Sitzaufhängung
- Adattamento individuale del sedile
- Personalized seat adaptation



- Sitzverstellung – abnehmbare Beckenstütze
- Regolazione del sedile – supporto bacino abbassabile
- Adjustable seat – adjustable pelvis support



- Großzügige Beinfreiheit
- Ampia libertà di movimento delle gambe
- Ample freedom of movement for legs



- Personenbezogene Einstellung der Höhe je nach Körpergröße
- Regolazione personalizzata dell'altezza in base alla corporatura
- Height adjustable to adapt to user



- Abwehrrolle
- Rotella respingente
- Reject roll



- Sichere Hinterradbremse mit langem Bremshebel
- Sistema freni sicuro sulle ruote posteriori con lunga leva freni
- Safe brake system on rear wheels with long brake lever



- Extra Kippicherung
- Massima sicurezza con sistema antiribaltamento
- Maximum anti-tipping safety system



- Verschiedene Federungen je nach Körpergewicht
- Vane tipi di molle in base alle diverse corporature
- Various types of springs according to users physique



- Einfacher Austausch der verschiedenen Thoraxgrößen
- Facile sostituzione dell'anello toracico
- Easy-to-replace thoracic support



- Rad 360° drehbar mit Richtungsfeststellung
- Ruote orientabili a 360° con bloccaggio della direzione
- 360° caster wheels with direction lock



- Seitenschutz
- Protezione laterale
- Lateral protection



- Fußtrennung nach hinten oder nach vorne ausgerichtet
- Separatore piedi posteriore o anteriore
- Front or rear foot divider



- Fußablage
- Supporto per piedi
- Footrest



- Hüftbein nach unten drücken
- Spingere la leva verso il basso
- Push the lever downwards



- Einfache Verriegelung durch Sicherheitsbolzen
- Chiusura semplice tramite perni di sicurezza
- Simple lock with safety bolts

movit adult