



- Thoraxring in 2 Größen – Haltegriff
- Anello toracico con maniglia di sostegno in 2 dimensioni diverse
- Thoracic support with support handle in 2 different sizes



- Leichtes Öffnen des Thoraxringes für den Einstieg (Transfer)
- Facile apertura dell'anello toracico per l'entrata (transfer)
- Easy-to-open thoracic support for user transfer



- Anpassung des Haltegriffes
- Adattamento della maniglia di sostegno
- Adjustable support handle



- Individuelle Einstellung der Sitzaufhängung
- Adattamento individuale del sedile
- Personalized seat adaptation



- Sitzverstellung – absenkbares Beckenstütze
- Regolazione del sedile – supporto bacino abbassabile
- Adjustable seat – adjustable pelvis support



- Großzügige Beirfreiheit
- Ampia libertà di movimento delle gambe
- Ample freedom of movement for legs



- Personenbezogene Einstellung der Höhe je nach Körpergröße
- Regolazione personalizzata dell'altezza in base alla corporatura
- Height adjustable to adapt to user



- Abweisrolle
- Rotella respingente
- Reject roll



- Sichere Hinterradbremse mit langem Bremshebel
- Sistema freni sicuro sulle ruote posteriori con lunga leva freni
- Safe brake system on rear wheels with long brake lever



- Fußablage
- Supporto per piedi
- Footrest



- Seitenschutz
- Protezione laterale
- Lateral protection



- Extra Kippsicherung
- Massima sicurezza con sistema antiribaltamento
- Maximum anti-flipping safety system



- Fußtrennung nach hinten oder nach vorne ausgerichtet
- Separatore piedi posteriore o anteriore
- Front or rear foot divider



- Rad 360° drehbar mit Richtungsfeststellung
- Ruote orientabili a 360° con bloccaggio della direzione
- 360° caster wheels with direction lock



movita child