



Nuove dimensioni

e nuove forme. L'utente può muoversi con maggiore sicurezza nell'ambiente circostante e vivere come chiunque altro.



Una perfetta mobilità

permette all'utente di sfruttare ogni opportunità che la vita gli offre e di scoprire nuovi spazi – vitalità in ogni fase della vita.

... ma anche nella profilassi delle contrazioni muscolari e per la riattivazione della circolazione, nonché in generale per malattie con disturbi di equilibrio e di instabilità.




movita adult

< Stabilizzatore
< Deambulatore

www.movita.com
www.elmi-reha.it

mobility is life ...





Struttura: telaio tubolare in acciaio, verniciato a polvere epossidiche
Ruote: in gomma piena adatte ad ambienti interni ed esterni
Anello toracico e maniglia di sostegno: rivestiti in gomma morbida ed anallergica.

| | adult medium | adult large |
|---|---|---|
| Lunghezza | 96 cm | 96 cm |
| Larghezza | 69 cm | 69 cm |
| Altezza seduta | 61 – 96 cm | 77 – 105 cm |
| Altezza dell'anello toracico (laterale) | 95 – 121 cm | 112 – 145,5 cm |
| Anello toracico, perimetro | 70/90/105/120 | 70/90/105/120 |
| Dimensioni ruote anteriori | 200 x 50 mm | 200 x 50 mm |
| Dimensioni ruote posteriori | 400 x 40 mm | 400 x 40 mm |
| Carico in base alle molle | a) min. 20 kg b) min. 40 kg c) min. 70 kg d) min. 100 kg | a) min. 20 kg b) min. 40 kg c) min. 70 kg d) min. 100 kg |
| Peso | 25 / 28 kg | 26 / 29 kg |