



movita child

< Stabilizzatore  
< Deambulatore

[www.movita.com](http://www.movita.com)  
[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)

### **Stabilizzatore movita**

a sostegno del benessere fisico e psicologico. La posizione eretta, che rinforza il corpo, la muscolatura e l'organismo, accresce anche le prospettive di un bambino.

### **Deambulatore movita per ambienti interni ed esterni**

offre al bambino un'incredibile libertà di movimento favorendo così i rapporti sociali e la crescita intellettuale; voglia di giocare e fantasia prendono forma.

**Strutture di supporto utilizzabili per la riabilitazione ...**

the winner is ...



# movita child



Struttura: telaio tubolare in acciaio, verniciato a polvere epossidiche  
Ruote: in gomma piena adatte ad ambienti interni ed esterni  
Anello toracico e maniglia di sostegno: rivestiti in gomma morbida ed anallergica.

	<b>child I</b>	<b>child II</b>
Lunghezza	72 cm	72 cm
Larghezza	64,50 cm	64,50 cm
Altezza seduta	21 - 41,8 cm	27 - 61 cm
Altezza dell'anello toracico (laterale)	54 - 70,5 cm	69,5 - 84,5 cm
Anello toracico, perimetro	70 / 90	70 / 90
Dimensioni ruote anteriori	140 x 30 mm	140 x 30 mm
Dimensioni ruote posteriori	250 x 50 mm	250 x 50 mm
Carico in base alle molle	a) min. 10 kg b) min. 15 kg c) min. 20 kg d) min. 25 kg	a) min. 10 kg b) min. 15 kg c) min. 20 kg d) min. 25 kg
Peso	15 / 17 kg	16 / 18 kg