



### **Libertà ed indipendenza**

nel gioco e nel vivere un'esperienza movita junior promuove lo sviluppo sociale ed intellettuale e permette a chi ne fa uso impressioni d'esperienza altrimenti negate.

### **Sentirsi bene**

con movita junior in qualsiasi condizione - un diritto di ognuno

**... in seguito a  
malattie neurologiche ed  
ortopediche, ...**





## **movita junior**

**< Stabilizzatore  
< Deambulatore**

[www.movita.com](http://www.movita.com)  
[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)

# **and now, let's go ...**





Struttura: telaio tubolare in acciaio, verniciato a polvere epossidiche  
Ruote: in gomma piena adatte ad ambienti interni ed esterni  
Anello toracico e maniglia di sostegno: rivestiti in gomma morbida ed anallergica.

	<b>Junior</b>
Lunghezza	87 cm
Larghezza	69 cm
Altezza seduta	46 - 67 cm
Altezza dell'anello toracico (laterale)	76 - 97 cm
Anello toracico, perimetro	70/90/105
Dimensioni ruote anteriori	140 x 30 mm
Dimensioni ruote posteriori	400 x 40 mm
Carico in base alle molle	a) min. 20 kg b) min. 40 kg c) min. 70 kg d) min. 100 kg
Peso	25 - 28 kg