

**NOVITÀ:
LO SCHIENALE
CHE OFFRE IL
GIUSTO SOSTEGNO**

Lo schienale della vela Hip Hop serie 100 e 300 è un sistema totalmente nuovo di appoggio. I due cuscini, indipendenti tra loro, offrono un perfetto sostegno in quanto si adeguano alla schiena del bambino avvolgendolo e proteggendolo.

**LA SEDIA SICURA
PER LA SCUOLA**

La VELA Hip Hop 100 è una sedia intelligente per lavorare alla scrivania, a scuola e a casa. Trova comodamente posto sotto un tavolo e il design discreto e essenziale è ad esempio l'ideale per l'aula scolastica. La sedia è dotata di un dispositivo di fermo che consente di bloccarla rapidamente e con sicurezza.

Il sedile è dotato di una pratica guida di montaggio. Gli accessori possono essere applicati anche successivamente.

La sedia VELA Hip Hop viene fornita di serie con comoda maniglia a staffa, poggiatesta ribaltabile e braccioli.

HipHop
100 / 300E

www.elmi-reha.it





NEW

**NEWS MAY 2010!
TANGO 100 ES/100
A NEW SCHOOL CHAIR**

La sedia che cresce
con il bambino.



- Posizione di seduta passiva e attiva: inclinabile di 10° in avanti e di 8° all'indietro. Inclinabile di 24° in posizione di riposo.
- La VELA Hip Hop 300/300E è regolabile in altezza ad alta pressione oppure elettricamente tra 28 e 68 cm ed è quindi ottimale sia per le attività scolastiche sia per i giochi.
- Dispositivo di bloccaggio nelle 4 rotelle per massima sicurezza.

Vela HipHop 100/I,II,III

Vela HipHop 300/300E/I,II,III

	VELA Hip Hop 100 I		VELA Hip Hop 300 I
Altezza sedile	38-48 cm, 43-58 cm regolazione lineare 10 cm	Altezza sedile	28-68 cm
Sedile	misure diverse	Sedile	misure diverse
Profondità sedile	misure diverse	Profondità sedile	25-30 cm
Schienale	misure diverse	Schienale	misure diverse
Imbottitura braccioli	20 x 6 cm	Imbottitura braccioli	20 x 6 cm
Altezza braccioli	10-22 cm	Altezza braccioli	10-22 cm
Poggiatesta	misure diverse	Poggiatesta	misure diverse
Angolo di seduta	-8° - +10°	Angolo di seduta	-8° - +10°
Angolo d'inclinazione schienale	+/- 20°	Angolo d'inclinazione schienale	+/- 20°
Telaio	53 x 55 cm	Posizione di riposo	24°
Peso	19 kg	Telaio	55(b)x73 cm
Portata	60 kg	Peso	24 kg
		Portata	60 kg

La sedia VELA Hip Hop 100/300 è disponibile in microfibra rossa oppure blu. Su richiesta e con sovrapprezzo anche in altri 99 colori. Telaio color grigio antracite.

Colori rivestimento: Colore telaio:

rosso
blu

grigio antracite



VELA BLUES 200

Una carrozzina elettrica compatta che si gira 360° sul posto adatto ad uso interno e ad uso esterno limitato.



VELA BLUES 300

Una carrozzina elettrica compatta 2 in 1 con sedile girevole a 180° con raggio di manovra stretto. Adatto ad uso interno ed esterno.



VELA BLUES 100

Una carrozzina elettrica compatta per uso interno e una combinazione di sedia da lavoro e carrozzina elettrica.

Vela blues 100 / 200 / 300

Ergonomia e flessibilità

**Carrozzina elettrica
per interno ed esterno**

www.elmi-reha.it

DATI TECNICI

	Vela Blues 100	Vela Blues 200	Vela Blues 300
Sedile	44 x 36 cm 44 x 44 cm 46 x 40 cm 49 x 46 cm	35 x 45 cm 40 x 50 cm 44 x 44 cm 45 x 50 cm 47 x 49 cm 50 x 50 cm	35 x 45 cm 40 x 50 cm 44 x 44 cm 45 x 50 cm 50 x 50 cm
Altezza sedile	50-70 cm	52-69 cm	48-68 cm
Angolo inclinazione sedile elettrico	-	+4° /-13°	+4° /-13°
Schienale	31 x 16 cm 38 x 22 cm 38 x 26 cm 39 x 29 cm 38 x 40 cm	35 x 38/43 cm 37 x 30 cm 40 x 50/60 cm 43 x 45 cm 45 x 50/60 cm 50 x 50/60 cm	35 x 38/43 cm 37 x 30 cm 40 x 50/60 cm 43 x 45 cm 45 x 50/60 cm 50 x 50/60 cm
Angolo inclinazione schienale manuale	20°	24° (90°-114°)	24° (90°-114°)
Angolo inclinazione schienale elettrico	20° (95°-115°)	27° (95°-122°)	27° (95°-122°)
Base larghezza	55 cm	59 cm	61 cm
Portata max.	110 kg	125 kg	125 kg
Peso	66 kg	105 kg	77 kg
Velocità	4.7 km/h	8 km/h	8 km/h
Autonomia	22 km	20 km	22 km
Pendenza	12°	12°	12°
Altezza ostacoli max.	3,5 cm	6 cm	4 cm
Raggio di manovra	47 cm	39 cm	53 cm

Le sedie VELA Tango sono state progettate per persone attive. Trattasi di sedie da utilizzare in casa e sul posto di lavoro. Il design in quanto leggero, semplice nell'uso e di minimo ingombro.

Le sedie VELA Tango sono ergonomiche, sicure e di elevata qualità VELA. Sono state progettate secondo le specifiche nordiche richieste per sedie da lavoro.

Nella progettazione delle sedie VELA Tango particolare importanza è stata dedicata all'aspetto ergonomico. Il sostegno speciale per i lombi permette di tenere la schiena eretta (la colonna vertebrale è leg-

germente curvata a S vista di lato) e di alleggerire le vertebre lombari. Il sedile delle sedie VELA Tango è rivestito di una spessa imbottitura che, grazie a zone di gommapiuma particolari, offre all'utente il massimo comfort di seduta anche quando la sedia viene regolata in posizione inclinata verso avanti.

REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA

Con la regolazione elettrica la sedia può essere alzata o abbassata quando una persona vi è seduta o prima di sedersi. Questa funzione è ottimale se l'utente non è in grado di regolare l'altezza della sedia con il proprio peso e inoltre facilita l'alzata.



Vela tango

50-100-200-400

**SEDIE CONCEPITE PER PERSONE
ATTIVE IN CASA E SUL POSTO
DI LAVORO**

(CON MOLLA A GAS O
CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA)

www.elmi-reha.it



Tango 400
per persone
in sovrappeso

Informazioni tecniche	VELA Tango 100 + A (artrodesi)	VELA Tango 100EF (elettrico)
Sedile, YW	44 x 44 cm	44 x 44 cm
Angolo di seduta	-6° / + 3°	-6° / + 3°
Profondità sedile	37-44	37-44 cm
Schienale, Y	37 x 30	37 x 30 cm
Angolo d'inclinazione schienale	-10° / + 13°	-15° / + 12°
Imbottitura braccioli (PU)	9 x 30 cm	9 x 30 cm
Altezza braccioli	0 - 24 cm	0 - 24 cm
Distanza tra i braccioli	37-51 cm	37-48 cm
Altezza di seduta	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	200mm 300mm: 40-60cm 43-73cm 42-62cm 45-75cm 44-64cm 47-77cm 46-66cm 49-79cm
Regolazione lineare	-2 / + 10 cm	-2 / + 4 cm
Sedile in 2 parti, artrodesi	0°-25°	0°-25°
Telaio	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Peso	20 kg	28 kg
Portata	125 kg	140 kg



Tango 200
schienale e
seduta più
larga



Tango 100
artrodesi

ADATTAMENTO A SINGOLE ESIGENZE

Parola chiave: **flessibilità**

Tutte le persone sono diverse e hanno esigenze differenti. VELA offre quindi prodotti che vengono incontro alle esigenze e ai desideri individuali di ognuno.

LA VELA TANGO 100 E 200 È DISPONIBILE IN 7 COLORI LIMA O CON 4 RIVESTIMENTI IN SIMILPELLE AMBLA.

- Rivestimento per incontinenza disponibile in 3 colori

- Rivestimento protettivo in tutti i colori LIMA



245
giallo mais



243
rosso



240
blu marine



246
cobalto



244
verde bottiglia



242
grafite



241
nero

Ambla:



052
nero



057
grigio



031
beige



023
blu