



2008 | 2009

# HipHop

SEDIE ERGONOMICHE PER BAMBINI CHE  
PERMETTONO DI GIOCARE

elmi  
reha



## SICUREZZA ED ERGONOMIA

Una sedia per bambini non serve solo per sedersi, può aiutarli a studiare meglio. Proprio come la VELA Hip Hop. La nuova sedia VELA Hip Hop è una vera rivoluzione. Ergonomia e sicurezza sono la priorità assoluta.

## VELA HIP HOP 100 e 300

L'ergonomia occupa il primo posto nelle priorità. La nuova combinazione di schienale e sedile può essere adeguata con estrema facilità alle caratteristiche di ogni bambino.

## Spazio per giocare

### NOVITA': LO SCHIENALE CHE OFFRE IL GIUSTO SOSTEGNO

Lo schienale della vela Hip Hop serie 100 e 300 è un sistema totalmente nuovo di appoggio. I due cuscini, indipendenti tra loro, offrono un perfetto sostegno in quanto si adeguano alla schiena del bambino praticamente avvolgendolo nella sedia.

### IL SEDILE CHE SI ADEGUA A OGNI BAMBINO

Ogni bambino è diverso, per questo si può scegliere tra imbottitura rigida o morbida al centro del sedile sostenendo così nel modo migliore la posizione del bambino.

# HipHop

SEDIE ERGONOMICHE PER BAMBINI CHE  
PERMETTONO DI GIOCARE

[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)

Sul davanti all'altezza del ginocchio e lungo le cosce è inserita un'imbottitura in morbida gommapiuma che offre un elevato comfort. Sia il sedile sia lo schienale sono disponibili in diverse misure.



### **IL DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO OFFRE SICUREZZA E CONCENTRAZIONE DURANTE LO STUDIO**

Per studiare bene la sedia deve essere stabile: il bambino deve potersi concentrare sullo studio senza dover impedire che la sedia si sposti. La VELA Hip Hop 300/300E dispone di un dispositivo di bloccaggio integrato nelle 4 rotelle che offre massima stabilità e sicurezza quando il bambino si siede o si alza.

VELA Hip Hop 300  
regolabile in altezza  
con ammortizzatore ad alta  
pressione

- Posizione di seduta passiva e attiva: inclinabile di 10° in avanti e di 8° indietro. Inclinabile di 24° in posizione di riposo.
- La VELA Hip Hop 300/300E è regolabile in altezza ad alta pressione oppure elettricamente tra 28 e 68 cm ed è quindi ottimale sia per le attività scolastiche sia per i giochi.
- Dispositivo di bloccaggio nelle 4 rotelle per massima sicurezza.

### **GIOCARE SUL PAVIMENTO**

La VELA Hip Hop 300/300E può essere regolata in altezza tra 28 cm e 68 cm per cui ogni bambino può tranquillamente giocare sul pavimento e poi sedersi da solo sulla sedia.

### **ACCESSORI:**

La sedia VELA Hip Hop serie 100 e 300 può essere corredata da una vasta gamma di accessori come, ad esempio, le guide per le cosce, tavoli, cinghie, sostegni per il corpo, seduta, sostegni per la testa, staffe scorrevoli, sostegni ribaltabili per i piedi.

Sostegno per la testa, staffe scorrevoli e sostegno ribaltabile per i piedini sono di serie per la sedia VELA Hip Hop serie 300.

### **VELA HIP HOP 100 – UNA SEDIA SICURA PER LA SCUOLA O L’ASILO**

La sedia ottimale per lavorare sui banchi di scuola, all’asilo oppure a casa. Può essere inserita senza problemi sotto il banco; grazie al discreto design si inserisce perfettamente nell’ambiente scolastico. E’ dotata di uno speciale dispositivo che consente di bloccarla con rapidità e sicurezza.

### **IL SEDILE PUO’ ESSERE INCLINATO SIA IN AVANTI CHE VERSO IL RETRO**

La VELA Hip Hop 100 può essere inclinata in avanti di 10° per ottenere una posizione di seduta attiva. Inoltre può essere spostata all’indietro di 8°.

### **POSIZIONE ATTIVA E PASSIVA – DUE IMPORTANTI FUNZIONI GIORNALIERE PER IL BAMBINO**

La sedia può essere inclinata in avanti di 10° in una posizione attiva. Per permettere al bambino di occupare una posizione seduta passiva e distesa, il sedile può essere facilmente inclinato all’indietro di 8° oppure di 24° in posizione di riposo. La sedia offre quindi tutte le funzioni importanti per la giornata del bambino.

VELA Hip Hop 300/300E  
regolabile  
elettricamente in altezza





**La VELA Hip Hop 100 è una sedia intelligente per lavorare sulla scrivania, a scuola come a casa. Trova comodamente posto sotto un tavolo e, grazie al suo design discreto ed essenziale, è l'ideale sia in cucina sia in un'aula scolastica.**

#### **La sedia sicura per la scuola**

La VELA Hip Hop 100 è una sedia intelligente per lavorare sulla scrivania, a scuola come a casa. Trova comodamente posto sotto un tavolo e il design discreto e essenziale è, ad esempio, l'ideale per l'aula scolastica. La sedia è dotata di un dispositivo di fermo che consente di bloccarla rapidamente e con sicurezza.

#### **Posizione di seduta attiva e passiva**

L'angolo di seduta della VELA Hip Hop 100 può essere regolato di 10° in avanti per occupare una posizione seduta attiva. L'angolo di seduta può essere inoltre regolato di 8° all'indietro.

**LA SEDIA SICURA A SCUOLA E A CASA**

# HipHop 100

SEDIE ERGONOMICHE PER BAMBINI CHE  
PERMETTONO DI GIOCARE

[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)





#### Accessori:

Per VELA è disponibile una vasta gamma di accessori per offrire ottimale sostegno al Vostro bambino tra cui:

- guida cosce
- cinghia di sicurezza
- sostegno per il corpo
- poggiacapo
- conchiglia del sedile
- maniglia a staffa

La seduta è dotata di una pratica guida di montaggio, sulla quale possono essere applicati gli accessori anche successivamente.

La VELA Hip Hop viene fornita di serie con braccioli.

#### Informazioni tecniche

	VELA Hip Hop 100 I	VELA Hip Hop 100 II	VELA Hip Hop 100 III
<b>Altezza sedile</b>	38-48 cm, 43-58 cm regolazione lineare 10 cm	38-48 cm, 43-58 cm regolazione lineare 10 cm	38-48 cm, 43-58 cm regolazione lineare 10 cm
<b>Sedile</b>	27(b) x 30 cm	32(b) x 35 cm	36(b) x 43 cm
<b>Profondità sedile</b>	25-30 cm	30-35 cm	35-43 cm
<b>Schienale</b>	22(b) x 18 cm	26(b) x 26 cm	28(b) x 35 cm
<b>Imbottitura braccioli</b>	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm
<b>Altezza braccioli</b>	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm
<b>Distanza tra i braccioli</b>	21-29 cm	26-34 cm	30-38 cm
<b>Poggiapiedi</b>	22-32 cm	22-32 cm	27-43 cm
<b>Angolo di seduta</b>	-8° - +10°	-8° - +10°	-8° - +10°
<b>Angolo d'inclinazione schienale</b>	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
<b>Telaio</b>	53 x 55 cm	53 x 55 cm	53 x 55 cm
<b>Peso</b>	19 kg	19 kg	19 kg
<b>Portata</b>	60 kg	60 kg	60 kg

La sedia VELA Hip Hop 100 è disponibile in microfibra rossa oppure blu. Su richiesta e con sovrapprezzo anche in altri 99 colori. Telaio color grigio antracite.

#### Colori rivestimento:

rosso  
blu

#### Colore telaio:

grigio antracite



Le nuove sedie per bambini di VELA sono disponibili in due versioni, VELA Hip Hop 300 con regolazione in altezza mediante molla a gas e VELA Hip Hop 300E con regolazione elettrica in altezza

## MASSIMA SICUREZZA ED ERGONOMIA

### Dispositivo di fermo integrato per massima sicurezza

La VELA Hip Hop 300/300E è dotata di un dispositivo di fermo integrato che garantisce un'elevata stabilità grazie alla funzione frenante. Il freno a mano blocca tutte e quattro le rotelle. Può essere comodamente usato dal bambino stesso quando è seduto o dagli adulti in posizione eretta.

### Posizione di seduta attiva e passiva

L'altezza del sedile della VELA Hip Hop 300/300E può essere regolata da 28 cm fino a 68 cm. Il bambino può giocare sul pavimento e sedersi da solo sulla sedia. Per una posizione attiva l'angolo di seduta può essere regolato in avanti di 10°. Se il bambino deve sedersi in posizione passiva e rilassata, il sedile può essere comodamente portato in posizione di riposo di 8° o 24°. In questo modo la sedia offre due importanti funzioni per la vita quotidiana del bambino.

### Flessibilità

La VELA Hip Hop 300/300E si adegua al bambino e non viceversa. La sedia è concepita in modo da crescere con il bambino e può essere individualmente adattata ad ogni singolo bimbo.

I braccioli sono regolabili in altezza e larghezza nonché in direzione longitudinale.

L'angolo di seduta e l'inclinazione dello schienale possono essere impostati ed è disponibile in tre misure standard come pure quale sedile MD. Il sedile MD è particolarmente indicato per bambini affetti da distrofia muscolare. Telaio e imbottitura sono disponibili in due diversi colori.

# HipHop 300/300E

SEDIE ERGONOMICHE PER BAMBINI  
CHE PERMETTONO DI GIOCARE



#### Accessori:

Per VELA è disponibile una vasta gamma di accessori per offrire ottimale sostegno al Vostro bambino tra cui:

- guida cosce
- cinghia di sicurezza
- sostegno per il corpo
- poggiacapo
- conchiglia del sedile

La seduta è dotata di una pratica guida di montaggio, sulla quale possono essere applicati gli accessori anche successivamente.

La sedia VELA Hip Hop viene fornita di serie con comoda maniglia a staffa, poggipiedi ribaltabile e braccioli.

#### Informazioni tecniche

	VELA Hip Hop 300 I	VELA Hip Hop 300 I	VELA Hip Hop 300 III	VELA Hip Hop 300E I	VELA Hip Hop 300E II	VELA Hip Hop 300E III
<b>Altezza sedile</b>	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm
<b>Sedile</b>	27(b)x30 cm	32(b)x35 cm	36(b)x43 cm	27(b)x30 cm	32(b)x35 cm	36(b)x43 cm
<b>Profondità sedile</b>	25-30 cm	30 - 35 cm	35 - 43 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 x 43 cm
<b>Schienale</b>	22(b)x18 cm	26x26 cm	28(b)x35 cm	22(b)x18 cm	26x26 cm	28(b)x35 cm
<b>Imbottitura braccioli</b>	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm
<b>Altezza braccioli</b>	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm
<b>Distanza tra i braccioli</b>	21-29 cm	26-34 cm	30-38 cm	21-29 cm	26-34 cm	30-38 cm
<b>Poggipiedi</b>	22-32 cm	22-32 cm	27-43 cm	22-32 cm	22-32 cm	27-43 cm
<b>Angolo di seduta</b>	-8° - + 10°	-8° - + 10°	-8° - + 10°	-8° - + 10°	-8° - + 10°	-8° - + 10°
<b>Angolo d'inclinazione schienale</b>	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
<b>Posizione di riposo</b>	24°	24°	24°	24°	24°	24°
<b>Telaio</b>	55(b)x73 cm	55(b)x73 cm	55(b)x73 cm	55(b)x73 cm	55(b)x73 cm	55(b)x73 cm
<b>Peso</b>	24 kg	24 kg	24 kg	26 kg	26 kg	26 kg
<b>Portata</b>	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg

La sedia VELA Hip Hop 300/300E è disponibile in microfibra rossa oppure blu. Su richiesta e con sovrapprezzo anche in altri 99 colori. Telaio color grigio antracite.

#### Colori rivestimento:

rosso  
blu

#### Colore telaio:

grigio scuro



Salvo modifiche tecniche. Queste modifiche possono riferirsi anche a colori e stoffe. Le figure possono illustrare modelli standard oppure varianti del prodotto (p. es. con accessori). Si tenga presente questo aspetto quando vengono effettuate ordinazioni sulla base delle figure. Salvo errori di stampa.



elmi  
reha

# HipHop

SEDIE ERGONOMICHE PER BAMBINI CHE  
PERMETTONO DI GIOCARE

**Elmi GmbH/srl**  
Handwerkerzone 25  
Zona Artigianale  
I-39052 Kaltern-Caldaro  
Südtirol-Italy  
Tel. 0471 961 002  
Fax 0471 962 374  
[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)  
[www.movita.com](http://www.movita.com)  
[www.culla-care.it](http://www.culla-care.it)  
[info@elmi-reha.it](mailto:info@elmi-reha.it)

rivenditore autorizzato: