




2008 | 2009

tango

SEDIE CONCEPTE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

elmi
reha



SPAZIO PER UNA
MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA

tango

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

www.elmi-reha.it





Le sedie VELA Tango sono concepite per lavorare sulla scrivania a scuola come a casa. Grazie al suo design discreto ed essenziale, è leggera e occupa poco spazio.

L'idea della serie VELA Tango può essere descritta con tre parole: ergonomia, sicurezza ed elevata qualità.



SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

Sedia da lavoro VELA TANGO 400 MULTI-DYNAMIC™

La VELA Tango 400 offre numerose possibilità di adattamento e di regolazione. La posizione seduta può infatti essere modificata con rapidità e semplicità. VELA chiama questo sistema Multi-Dynamic™, perché il parametro ergonomico fondamentale è la posizione di seduta dinamica. La VELA Tango 400 è concepita per persone che hanno problemi con la schiena, con l'apparato motorio o con il sovrappeso, tutti fattori che richiedono una posizione ottimale e il massimo di sicurezza. La VELA Tango 400 è particolarmente adatta per prevenire problemi alla schiena.

La funzione di sincronizzazione nel sedile e nello schienale offre l'ottimale posizione dinamica di seduta

Bracciolo autobloccante

Sedile e schienale ergonomico – facili da regolare

Il sedile può essere ruotato di 90° verso ogni lato

Funzione d'inclinazione nel sedile

Peso corporeo fino a 155 kg

Freno centrale sulle 4 ruote, azionabile con leva di comando applicata sotto il sedile

Speciali ruote estremamente scorrevoli

Possibile applicazione di anello per i piedi

tango

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO



Speciali zone di gommapiuma.
Il punto di forza per le sedie della serie VELA Tango è l'ergonomia: Il particolare sostegno lombare permette di tenere diritta la schiena (la colonna vertebrale è a forma di S vista di lato) e le vertebre lombari vengono alleggerite. Il sedile delle sedie VELA Tango è rivestito di una spessa imbottitura che, grazie a zone di gommapiuma particolari, offre all'utente il massimo comfort di seduta, anche quando la sedia viene regolata in posizione inclinata in avanti.

Sicurezza innanzitutto

La sicurezza è stata il punto centrale anche per la costruzione dei braccioli. Questi vengono automaticamente bloccati, anche se la vite di fissaggio non è completamente stretta. Viene così impedito che l'altezza del bracciolo si modifichi quando l'utente si siede o si alza.

Maggiore mobilità

La ruote speciali della sedia VELA Tango scorrono con estrema facilità. Non presentano spigoli vivi per cui non possono danneggiare le scarpe né ferire i piedi. Queste caratteristiche favoriscono l'uso della sedia per camminare e anche aumentando la mobilità e migliorando la qualità della vita.

Regolabile elettricamente in altezza

Con la regolazione elettrica la sedia può essere alzata o abbassata, quando una persona vi è seduta o prima di sedersi. Questa funzione è ottimale se l'utente non è in grado di regolare l'altezza della sedia con il proprio peso. E' inoltre più facile alzarsi dalla sedia.

Le sedie VELA Tango 100/200 sono disponibili anche con regolazione mediante molla a gas.





VELA Tango 100 con
molla a gas

La serie **VELA TANGO 100** è disponibile in
due esecuzioni standard:

- **VELA TANGO 100 con molla a gas**
- **VELA TANGO 100E con regolazione
elettrica in altezza**

I modelli possono essere forniti anche con sedile
per persone che hanno subito un intervento di
artrodesi. Questo sedile è particolarmente adatto per
persone che devono stare sedute con una gamba
o con tutte e due ad angolo aperto. Le due parti
del sedile possono essere regolate linearmente e
indipendentemente tra loro.

ADATTAMENTO A SINGOLE ESIGENZE

Parola chiave: flessibilità

Tutte le persone sono diverse e hanno esigenze
differenti. VELA offre quindi prodotti che vengono
incontro alle esigenze e ai desideri individuali di
ognuno.



VELA Tango 100A con
molla a gas e seduta per
per persone che hanno
subito un intervento di
artrodesi.

tango

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

www.elmi-reha.it

La serie VELA Tango è
estremamente flessibile in
quanto sedile, braccioli e
schienale possono essere
adattati a esigenze e
desideri individuali.
Può essere anche scelto il
rivestimento più adeguato.



VELA TANGO 50

La VELA Tango 50 è una sedia conveniente, ma con lo stesso elevato standard qualitativo delle altre sedie VELA. La VELA Tango 50 è dotata di molla a gas per la regolazione in altezza e dello schienale.

La scelta dei colori di VELA Tango 50 è limitata.

VELA Tango 50 con molla a gas

VELA Tango 200E con regolazione elettrica in altezza

VELA Tango 200

La sedia VELA Tango 200 è stata concepita per persone di taglia un po' più forte e più alte del normale che hanno bisogno di ulteriore sostegno e comfort. E' dotata di spessa imbottitura ed è disponibile in due modelli:

- **VELA Tango 200 con molla a gas**
- **VELA Tango 200E con regolazione elettrica in altezza**

Ambedue i modelli possono essere forniti con sedile per persone che hanno subito un intervento di artrodesi.



Vela Tango 300



VELA TANGO 300 - LA SEDIA ESTREMAMENTE SICURA PER PERSONE DI MAGGIORE PESO

La VELA Tango 300 è concepita per persone con peso corporeo fino a 200 kg. Grazie alla sua particolare costruzione è garantita la sicurezza quando ci si siede o ci si alza.



Le sedie VELA Tango sono state progettate per persone attive, sedie da utilizzare in casa e sul posto di lavoro. Il design è leggero, semplice e dal minimo ingombro.

Le sedie VELA Tango sono ergonomiche, sicure e di elevata qualità VELA. Sono state progettate secondo le specifiche nordiche, richieste per sedie da lavoro.

Nella progettazione delle sedie VELA Tango particolarmente importanza è stata dedicata all'aspetto dell'ergonomia. Il sostegno speciale per i lombi permette di tenere la schiena eretta (la colonna vertebrale è leggermente curvata a S, vista di lato) e di alleggerire le vertebre lombari. Il sedile delle sedie VELA Tango è rivestito di una spessa imbottitura che, grazie a zone di gommapiuma particolari, offre all'utente il massimo comfort di seduta, anche quando la sedia viene regolata in posizione inclinata in avanti.

tango 100

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

www.elmi-reha.it

Informazioni tecniche	VELA Tango 100	VELA Tango 100E	VELA Tango 100A	VELA Tango 100EA
Regolazione in altezza mediante	Gas, 350N	Corrente, allacciamento a bracciolo destro o sinistro	Gas 350N	Corrente, allacciamento a bracciolo destro o sinistro
Sedile, Y	44 x 44 cm	44 x 44 cm	Sedile in due parti regolabili, artrodesi 44 x 44 cm	Sedile in due parti regolabili, artrodesi 44 x 44 cm
Angolo di seduta	-6° / + 3°	-6° / + 3°	-6° / + 3°	-6° / + 3°
Profondità sedile	37-44	37-44 cm	37-44 cm	37-44 cm
Schienale, Y	37 x 30	37 x 30 cm	37 x 30 cm	37 x 30 cm
Angolo d'inclinazione schienale	-10° / + 13°	-15° / + 12°	-10° / + 13°	-15° / + 12°
Imbottitura braccioli (PU)	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm
Altezza braccioli	0 – 24 cm	0 – 24 cm	0 – 24 cm	0 – 24 cm
Distanza tra i braccioli	37-51 cm	37-48 cm	37-51 cm	37-48 cm
Altezza di seduta	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	200mm: 300mm: 40-60cm 42-73cm 44-64cm 47-77cm 46-66cm 49-79cm	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	200mm 300mm: 40-60cm 42-73cm 42-62cm 45-75cm 44-64cm 47-77cm 46-66cm 49-79cm
Regolazione lineare	-2 / + 10 cm	-2 / + 4 cm	-2 / + 10 cm	-2 / + 4 cm
Sedile in 2 parti, artrodesi	-	-	0°.25°	0°.25°
Telaio	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Peso	20 kg	28 kg	20 kg	28 kg
Portata	125 kg	140 kg	125 kg	140 kg

IDEALE PER PERSONE ATTIVE



Le sedie VELA Tango possono essere utilizzate sia in casa sia sul posto di lavoro. La sedia VELA Tango è stata concepita in particolare modo per persone che necessitano di un sostegno ulteriore e maggiore comfort.

Le sedie VELA Tango sono ergonomiche, sicure e di elevata qualità VELA. Sono state progettate secondo le specifiche nordiche, valevoli per le sedie da lavoro.

Le sedie VELA Tango 200 sono leggermente più larghe e più alte rispetto alle sedie della serie VELA Tango 100 e sono l'ideale per chi ha bisogno di un sostegno ulteriore e di maggiore comfort.

tango 200

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

www.elmi-reha.it

Informazioni tecniche	VELA Tango 200	VELA Tango 200E	VELA Tango 200EA
Regolazione in altezza mediante	Gas, 500N	Corrente, allacciamento a bracciolo destro o sinistro	Corrente, allacciamento a bracciolo destro o sinistro
Sedile, CY	47 x 49 cm	47 x 49 cm	47 x 49 cm
Angolo di seduta	-6° / + 3°	-6° / + 3°	-6° / + 3°
Profondità sedile	33-49 cm	33-49 cm	33-49 cm
Schienale, CY	43 x 45 cm	43 x 45 cm	43 x 45 cm m
Angolo d'inclinazione schienale	-20° / + 6°	-20° / + 6°	-20° / + 6°
Imbottitura braccioli (PU)	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm
Altezza braccioli	0 - 24 cm	0 - 24 cm	0 - 24 cm
Distanza tra i braccioli	41 - 45 cm	41 - 45 cm	41 - 45 cm
Altezza di seduta	40-55 cm 42-57 cm 47-67 cm 47-62 cm 52-67 cm 38-48 cm	200mm: 300mm: 40-60cm 43-73cm 42-62cm 45-75cm 44-64cm 47-77cm 46-66cm 49-79cm	200mm: 300mm: 40-60cm 43-73cm 42-62cm 45-75cm 44-64cm 47-77cm 46-66cm 49-79cm
Regolazione lineare	-2 / + 10 cm	-2 / + 4 cm	-2 / + 4 cm
Sedile in 2 parti, artrodesi	-	-	0°-25°
Telaio	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Peso	23 kg	28 kg	29 kg
Portata	125 kg	140 kg	140 kg

IDEALE PER PERSONE ATTIVE



braccioli

VELA offre un'ampia scelta di accessori:



rivestimento sedile per incontinenti

sostegni per il corpo



anello per piedi ribaltabile



sostegno per gambe, regolabile elettricamente



tango

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

www.elmi-reha.it

sostegno elettrico per piedi

piastra per sostegno
piedi S



prolunga per freno

maniglia per ammalati
di gotta e reuma con
contatto a pressione



maniglia a T per
azionamento del
freno



tavolino in materiale
acrilico

rivestimento di
protezione per sedile





Costruzione:

- Telaio di acciaio curvato in tubolare profilato.
- Tutte le rotelle hanno contatto anche in caso di pavimenti irregolari
- Ogni ruota è fissata con perni
- Tubolare esterno in acciaio laccato con guida per la regolazione lineare
- Regolazione in altezza con maniglia telescopica
- Circuito di corrente 24VDC con controllo motore integrato
- Segnale acustico (fischio) in caso di tensione batterie troppo bassa (<10V)
- Batterie: 12VDC Ah, batteria al gel sigillata x 2
- Modulo alimentatore: 230VAC/24VDC 400mA MED(EN 60601-1)
- Meccanismo di seduta completamente meccanico

La VELA Tango 100 e 200 è disponibile in 7 colori LIMA o con 4 rivestimenti in similpelle AMBLA.

- Rivestimento per incontinenza disponibile in 3 colori
- Rivestimento protettivo in tutti i colori LIMA

	245 Maisgelb		243 Rot		240 Marine		246 Kobalt
	244 Flaschengrün		242 Grafit		241 Schwarz		
Ambia:							
	052 Schwarz		057 Grau		031 Beige		023 Blau

tango

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

tavoli di lavoro

manuali ed elettrici



elmi desk E

telaio T elettrico

- * Tavolo di terapia con telaio a T regolazione elettrica
- * modello normale da un massimo di 1075 mm ad un minimo di 640 mm
- * modello basso da un massimo di 875 mm ad un minimo di 540 mm
- * portata massimo 150 kg

Art.nr.	misura esterna telaio	misure piano	regolabile da - a
317101-510243	800 x 1100 mm	800x1200x24 mm	640-1075 mm
317102-510245	800 x 1500 mm	800x1600x24 mm	640-1075 mm
317103-510247	800 x 1900 mm	800x2000x24 mm	640-1075 mm
317104-510263	600 x 1100 mm	600x1200x24 mm	640-1075 mm
317105-510265	600 x 1500 mm	600x1600x24 mm	640-1075 mm
317106-510267	600 x 1900 mm	600x2000x24 mm	640-1075 mm
317111-510243	800 x 1000 mm	800x1200x24 mm	540-875 mm
317112-510245	800 x 1500 mm	800x1600x24 mm	540-875 mm
317113-510247	800 x 1900 mm	800x2000x24 mm	540-875 mm




elmi desk ML

telaio L

- Tavolo di terapia con telaio a L regolabile con una manovella estraibile
- larghezza 1200 mm fissa destra o sinistra lunghezza variabile da 1600 a 1900 mm
- modello normale da un massimo di 1175 mm ad un minimo di 675 mm
- portata massima 150 kg

Art.nr.	misura esterna telaio	misure piano L	regolabile da - a
317042-510100 destra	1100x1500 mm	1600x800/1200x24mm	640-1075 mm
317043-510102 destra	1100x1900 mm	2000x800/1200x24mm	640-1075 mm
317052-510110 sinistra	1100x1500 mm	1600x800/1200x24mm	640-1075 mm
317053-510112 sinistra	1100x1900 mm	1600x800/1200x24mm	640-1075 mm





Salvo modifiche tecniche. Queste modifiche possono riferirsi anche a colori e stoffe. Le figure possono illustrare modelli standard oppure varianti del prodotto (p. es. con accessori). Si tenga presente questo aspetto quando vengono effettuate ordinazioni sulla base delle figure. Salvo errori di stampa.



elmi
reha

tango

SEDIE CONCEPITE PER PERSONE ATTIVE
IN CASA E SUL POSTO DI LAVORO

Elmi GmbH/srl
Handwerkerzone 25
Zona Artigianale
I-39052 Kaltern-Caldaro
Südtirol-Italy
Tel. 0471 961 002
Fax 0471 962 374
www.elmi-reha.it
www.movita.com
www.culla-care.it
info@elmi-reha.it

rivenditore autorizzato: